



www.wunder.it

PESAPERSONE PROFESSIONALE DIGITALE CON CORRIMANO
PROFESSIONAL DIGITAL SCALES WITH HANDRAILS

RH 300



CEM III MDD CLASSE I

FUNZIONI/ FUNCTIONS:


-  **BMI** Indice Massa Corporea
Body Mass Index
-  **BLOCCO** Blocco del peso
Weight lock (HOLD)
-  **GRANDE LCD** Grande display a cristalli liquidi (LCD) retroilluminato
Large display (LCD) with backlight
-  **TARA** Tara
Tare
-  **UNITÀ kg/lb** Doppia Unità di misura kg/lb
System of weight kg/lb
-  **CAL EXT** Calibrazione esterna
External calibration
-  **BATTERIA RIC** Batteria ricaricabile autonomia 30ore
Rechargeable battery life 30 hours
-  **ALIMENTATORE** Alimentatore esterno
External adapter
-  **2** Due anni di garanzia
Two years of warranty

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA MAX CAPACITY [MAX]	DIVISIONE DIVISION [e]	DIMENSIONI mm SIZE mm	PESO WEIGHT
RH 300	00071C	300 kg	100 g	(W)550x(L)550x1160(H)	Circa/Approx 18kg
Statimetro	00069A	60~200 cm	1mm	130mm chiuso/closed	Circa/Approx 2kg

Strutturale/ Structure	Piattaforma in metallo verniciato con corrimano in alluminio; visore in ABS; display grande LCD 30mm / Metal platform with aluminium handrail; ABS indicator; large LCD 30mm
Alimentazione/ Power	Batterie ricaricabili aut. 30 ore o alimentatore esterno/ Rechargeable batteries life 30 hours or external adapter
Direttiva metrica 90/384/CEE	Classe di precisione III/ Approved medical class III.
Dispositivi medici 93/42/CEE	Classe di rischio I, con funzione di misura/ Risk class I, with measuring function.
Accessori inclusi Accessories included	Alimentatore, piedini regolabili; ruote trasporto/ Adapter, adjustable feet, wheels to move.
Accessori non inclusi Accessories not included	Statimetro telescopico 60~200 cm/ Telescopic height rod 60~200cm
Confezione/ Packaging	1 pcs dimension (W)688x(L)750x(H)250 circa/ Approx 21kg



Visore a 3 LCD 25mm facile lettura
Easy to read 3 large LCD 25mm



Ruote per il trasporto
Wheels to move



Statimetro telescopico/
Telescopic height rod 60~200cm