



NEW



Solo H160mm



FUNZIONI/ FUNCTIONS:

- Grande display a cristalli liquidi (LCD)
Large display (LCD)
- Tara (peso indumenti)
Tare
- Blocco del peso
Weight lock (HOLD)
- Indice Massa Corporea
Body Mass Index
- Doppia Unità di misura kg/lb
System of weight kg/lb
- Calibrazione esterna
External calibration
- 6 batterie alcaline codice AAA autonomia 40 ore
6 alkaline batteries code AAA life 40 hours
- Due anni di garanzia
Two years of warranty

MODELLO MODEL	CODICE CODE	PORTATA MAX CAPACITY [MAX]	DIVISIONE DIVISION [e]	DIMENSIONI mm SIZE mm	PESO WEIGHT	PREZZO PRICE
RS 300	00090D	300 kg	100 g	(W)120x(L)70x(H)160	Circa/Approx 0,7kg	€ . 590,00
Strutturale/ Structure		Plastica robusta ABS, n°2 sostegni con bussole orientabili acciaio zincato. Grande display LCD 25mm/ Plastic ABS, n.2galvanized steel supports with steerable compasses. Large display LCD 25mm				
Alimentazione/ Power		6 Batterie alcaline 1.5V AAA /6 alkaline batteries 1.5V AAA				
Direttiva metrica 90/384/CEE		Classe di precisione III/ Approved medical class III				
Dispositivi medici 93/42/CEE		Classe di rischio I, con funzione di misura/ Risk class I, with measuring function				
Acc. non inc./ Acc. not included		Batterie/ Batteries				
Confezione/ Packaging		1 pcs dimension (W)180x(L)190x(H)90mm; Circa/ Approx 1kg				

ALTRI GANCI INFERIORI DISPONIBILI PER APPLICAZIONI A SOLLEVAMALATI

	 FORO Ø12mm APERTURA 20mm	 FORO Ø 10mm	 FORO Ø10mm APERTURA 19mm
Dinamometro RS300 applicato a sollevamalati	Gancio Mod.SS4624: Ø43x(H)109mm	Gancio Mod.SS2631: Ø21x(H)67mm	Gancio Mod.SS4628: Ø26,5x (H)55mm